

Technische Dokumentation

Produktname

CarePlus Schutzhandschuhe, für Damen & Herren

Artikelnummer

4831-020

Produktbeschreibung

Einige Krankheitsbilder können dazu führen, dass Patienten ungewollt um sich Schlagen oder neurotisch an Gesicht und Körper kratzen. Dies kann einerseits gefährlich für den Patienten selbst, als auch für die Pflegekraft sein. Mit den suprema Patienten-Schutzhandschuhen 4831 beugen Sie der Eigen- sowie Fremdverletzung Ihres Patienten effektiv vor. Durch die starke Polsterung und das robuste Material wird die Greiffähigkeit stark reduziert. Das selbstständige Ausziehen der Handschuhe und das Öffnen von Kleidungsverschlüssen wird deutlich erschwert. Die Handschuhe sind durch Ihr weiches Material angenehm zu Tragen. Zudem wird durch das hautfreundliche Baumwoll-Polyester Mischgewebe der Schweiß optimal aufgesaugt. In den Handschuhen können die Finger frei bewegt werden. Bei längerem Tragen vermeidet dies Kontraktionen der Fingerglieder.

Beschreibung

stark gepolstert

reduziert die Greiffähigkeit

erschwert das Ziehen von Sonden, Kathetern und Infusionen

Schutz bei Eigenaggression z.B. Schläge gegen Kopf, Körper und Gegenstände

Schutz vor Verletzung anderer z.B. Schläge gegen Mitpatienten oder Pflegekräfte

wenig Handschweiß durch Feuchtigkeit ableitendes Material

angenehmer Tragekomfort

keine fixierte Handstellung

WARNHINWEIS: Der Einsatz des Schutzhandschuhs ersetzt nicht die konsequente Überwachung des Patienten durch eine Pflegekraft. Die regelmäßige Kontrolle der Hände auf reduzierte Durchblutung ist notwendig. Die Funktion des Handschuhs ist nur bei korrekter Anwendung und richtiger Größe gegeben. Verletzungen können nicht in jedem Fall verhindert werden – daher ist jegliche Haftung ausgeschlossen.

Materialzusammensetzung

Material: 100% Polyester

Pflegehinweise

Waschen 60 Grad, Nicht Bleichen, Nicht Chemisch Reinigen, Nicht Bügeln, Nicht Trockner geeignet, Befestigungsbänder vor dem Waschen bitte entfernen oder fest schließen

Verfügbare Größen

Größe 1 (normale Hände), Größe 2 (große Hände)

Farbe

marine

Sicherheitshinweise

Der Einsatz des Schutzhandschuhs ersetzt nicht die konsequente Überwachung des Patienten durch eine Pflegekraft. Die regelmäßige Kontrolle der Hände auf reduzierte Durchblutung ist notwendig. Die Funktion des Handschuhs ist nur bei korrekter Anwendung und richtiger Größe gegeben. Verletzungen können nicht in jedem Fall verhindert werden – daher ist jegliche Haftung ausgeschlossen

Kontaktdaten

suprima GmbH

Kulmbacher Straße 31-35

95460 Bad Berneck

www.suprima-gmbh.de